

Массажные столы



Стабильность поверхности

Конструкция профессиональных столов GymnaUniphy имеет высокую статическую и динамическую стабильность поверхности ложа при манипуляциях. Это максимально увеличивает силу и точности воздействия на пациента, а также результат от процедуры.



Управляемый подогрев секций

Подогрев секций помогает пациенту почувствовать себя комфортно и расслабиться. Управляемая температура нагрева +35 или +38 °С. Нагревательные элементы имеют тройную изоляцию и питание 36 В. Встроенный таймер до 30 минут автоматически отключает нагрев. Управление нагревом осуществляется с дистанционного пульта управления.

Представлены самые популярные модели, с полной гаммой массажных столов можно ознакомиться на сайте www.gymnarus.ru

4 (8) секций
3 (7) секций






Цвет «Карбон черный»
«Сахара белый»








Гимна. Ван Новая модель класса «люкс».
(gymna. ONE) Мощающаяся вставка в отверстие для лица.
Уникальный дизайн, материалы и технологии.

gymna.ONE - Q8 4 (8) секций



gymna.ONE - T7 3 (7) секций



3 (7) секций



Цвет «Хром»



Трио Классик
(Trio Classic)

Классическая 3-секционная модель с прямоугольным ложем.
Возможность работы с пациентом в положении «сидя».

Электрическая или гидравлическая регулировка высоты.
Регулировка секции спины и ножной секции газовыми пружинами.
Зазор между рамой и полом для подката подъемника - 15 см.


● --- Подлокотники (дополнительное оснащение).



2 (4) секции



Цвет «Атол»



Дуоплюс Классик
(Duoplus Classic)

Классическая 2-секционная модель для проведения процедур в положении «лёжа».

Электрическая или гидравлическая регулировка высоты.
Регулировка секции головы газовой пружиной.
Зазор между рамой и полом для подката подъемника - 15 см.

● --- Подлокотники (дополнительное оснащение).



Дуо Классик
(Duo Classic)

Применяется для проведения процедур в положении «лёжа» или «сидя».

Чаще всего используется в хирургии, больницах, центрах ухода за пациентами, кабинетах физиотерапии и в эстетической медицине.

Электрическая или гидравлическая регулировка высоты.
Регулировка секции спины газовой пружиной.
Зазор между рамой и полом для подката подъемника - 15 см.



Цвет «Агава»

Дуо Тракшн
(Duo Traction)



Применяется, в основном, для тракции.

Удлиненный подголовник и скользящая секция, которую можно фиксировать.

Электрическая или гидравлическая регулировка высоты.
Регулировка секции спины газовой пружиной.

Зазор между рамой и полом для подката подъемника - 15 см.

- Пояс для фиксации грудного отдела
- Пояс для фиксации поясничного отдела
- Двойная регулируемая подставка для ног
- Держатель головы с коромыслом (петля Глиссона)
- Устройство вытяжения AUTO TRAC 460



Цвет «Ивори»

